

DEFIBRILLATOREN RETTEN LEBEN!

JEDER KANN ES, JEDER DARF ES!

Im Notfall Ruhe bewahren! Opfer und sich selbst aus dem Gefahrenbereich bringen.

Person laut ansprechen, an den Schultern rütteln. Atmung kontrollieren. Eigenschutz beachten. Wenn keine Reaktion und keine Atmung, **Notruf absetzen** und nach Hilfe rufen. Defibrillator holen lassen.

Oberkörper freimachen, sofort mit der **Herzdruckmassage (HLW)** beginnen! **30x drücken**, **2x beatmen** - aber nur, falls trainiert! Ansonsten nur Herzdruckmassage 100-120/min.

Defibrillator einschalten. Folgen Sie den Sprachanweisungen und Piktogrammen. Sie können nichts verkehrt machen!


Nasse oder fettige Haut trocknen. Starke Brustbehaarung an den Klebestellen rasieren und bei Frauen Büstenhalter entfernen.

Korrekte Elektrodenplatzierung bei Erwachsenen und Kindern > 8 Jahren.

Nach Aufforderung die leuchtende **Schocktaste** drücken.

Während der Schockabgabe den Patienten nicht berühren!

Fahren Sie im Wechsel mit der Herzdruckmassage, dem Beatmen (falls geübt) und dem Schocken fort, bis der Notarzt eintrifft oder der Patient wieder reagiert.



Besuchen Sie unsere kostenfreie Online-Schulung: www.defi-schulung.de und machen Sie Ihren herzsicheren Defi-Standort auf der kostenlosen **CISALI-Notfall-App** bekannt.



Android



iOS



CISALI